

Protetor Virucida Multisuperfícies

P385 Protetor Virucida Multisuperfícies 72h NANOSAFE

Descrição do Produto

Protetor virucida multisuperfícies (P385), que elimina 99,8% dos vírus, bactérias e fungos e ainda protege as superfícies durante 72 horas, garantindo assim a imunidade das superfícies.

Elimina o vírus sempre que este entrar em contacto com a superfície desinfetada.

Ideal para desinfecção prolongada de várias zonas (como balcões, mesas, cozinhas, sanitários, pavimentos e outros), em hospitais, consultórios médicos, restaurantes, cafés, escolas, transportes públicos, etc. Compatível com todos os materiais, tais como vidro, metal, plástico, madeira, entre outros. IMUNIDADE AO VÍRUS GRANTIDA!

Características técnicas

- Elimina 99,8% de vírus, bactérias e fungos;
- Protege as superfícies por 72 horas;
- Eficácia imediata;
- Compatível com todos os materiais;
- Não é necessário enxaguar;

Campos de Aplicação

Indústria em geral, estabelecimentos comerciais, unidades hoteleiras, serviços, alojamentos locais



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Elimina 99,8% de vírus, bactérias e fungos;
- ✓ Eficácia imediata;
- ✓ Compatível com todos os materiais;
- ✓ Imunidade ao vírus durante 72h;
- ✓ Basta pulverizar a superfície;

PRODUTOS ASSOCIADOS

Protetor virucida para roupa P390

Protetor virucida nebulização P384

Máscara reutilizável

Máscara uso social

Instruções de Segurança:

Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água.
Caso a irritação ocular persista consulte um médico.
Manter fora do alcance das crianças.
Verificar validade do produto no rótulo.

Condições de armazenamento

A temperatura de armazenamento situa-se entre os 0°C – 25°C.
Verificar validade do produto no rótulo.

Embalagens e informação logística

O produto está disponível em embalagens de 60ml / 180ml / 1l / 5l e recarga de 180ml.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Instruções de Uso:

Aplicar o produto na sua forma pura (sem diluição), com pano ou equivalente, ou por pulverização do produto nas superfícies.
Eliminar os resíduos do produto e embalagem de acordo com a legislação nacional ou local em vigor.
A embalagem pode ser reutilizada.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. CAIXA
001027000761	P385 Protetor Virucida Multisuperfícies 72h NANOSAFE 60ml PECOL	1 un
001027000762	P385 Protetor Virucida Multisuperfícies 72h NANOSAFE 180ml PECOL	6 un
001027000776	P385 Protetor Virucida Multisuperfícies 72h NANOSAFE recarga 180ml PECOL	6 un
001027000781	P385 Protetor Virucida Multisuperfícies 72h NANOSAFE 1L PECOL	1 un
001027000780	P385 Protetor Virucida Multisuperfícies 72h NANOSAFE 5L PECOL	1 un

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.